

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶: GCX

| 版本 | 變更日期 | 變更內容 | 變更者 | 審核 |
|----|----------|-------------------------------------|---------|----|
| A1 | 2016/8/3 | 第一版 | Richard | |
| A2 | 2017/7/4 | 客戶設變(增加DU-MO-0007-60A LBL-0001-122) | Richard | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

| 版本: A2 | PYRAMIDS Pyramids QC Final | Inspection Stand | lard | | |
|-----------|----------------------------------|------------------|-------------|--|--|
| PART NAME | Moutone ELLECC Cont Molded Din | PART NO. | MO-0007-24 | | |
| 品 名 | Mortara ELI ECG Cart, Molded Bin | 品 號 | WIO-0007-24 | | |
| COLOR | CCV WD11 (MODTADA COOL CDAVIC) | | | | |
| ÷π: /+ | GCX-WP21 (MORTARA COOL GRAY IC) | | | | |

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

| 檢驗項目 | 檢驗工具 | 檢驗規範 | 照片 |
|------|------|--|-----|
| 1 | 目視 | 檢查外觀有無污損和缺料 | 無 |
| 2 | 目視 | 目視正中間有黏貼LBL-0003-88 | 1-1 |
| 3 | 目視 | 螺絲FST-0024-77 X 2PCS不可突出於GEM0010P5-07A的正面 | 1-2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 零附件: | | | |
| 1 | 目視 | MO-0007-24 BAG00內有HDW-0014-03、DU-WM-0001-24 REVA、GEM0010P5-07A | 1-3 |
| | | DU-MO-0007-60 REVA | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

包裝方式:把MO-0007-24 BAG00放入PH0059P6B-WP21的中間處,在使用原PH0059P6B-WP21的包裝袋包好完成成品組裝把成品 放入外箱(P-0002-R392--353353127A)在外箱左上角貼上LBL-0001-122進行秤重的動作,並將數據紀錄於成品過磅單,整齊擺放於 棧板上









版本: A2

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件一



1-1



1-2











DU-WM-0001-24 REVA



DU-MO-0007-60 REV A

GEM0010P5-07A

1-3



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard 客訴問題記錄