



啟鑫科技/希馬頓科技

最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶： GCX

品 號： RI-0008-16

品名： Respironics Cough Assist Mounting Adpter

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2017/7/4	第一版	Richard	



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A1			
PART NAME 品 名	Respironics Cough Assist Mounting Adpater	PART NO. 品 號	RI-0008-16
COLOR 顏 色	CLEAR ANODIZED		

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	整體不可有明顯的破損和銳角	無
2	目視	LBL-0001-24A / LBL-0001-04 位置正確	附件一
3	手動	FST-0002-09(yN)與HDW-0015-79鎖附方式	附件一
4	目視	RI0006P8A與RI0006P9A組裝方向正確	附件一

零附件:

1	目視	RI-0008-16 BAG00內有FST-0012-35 04BAGX3、DU-RI-0008-16 REV A	附件二

包裝方式：將檢驗完成的成品包入原RI0006S1A的原廠商包材.再放入原廠商外盒.(各1PCS).在上方放入RI-0008-16 BAG00(各1PCS).封箱並貼上LBL-0027-XX和LBL-0055-XX完成後進行秤重的動作，並將數據紀錄於成品過磅單





啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

版本：A1

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件一



- 1.用手轉動HDW-0015-79是否不會轉動
- 2.鎖附突出螺絲不得超出RI0006S1A底部0.06
- 3.檢驗HDW-0015-79不得鎖到變形和要貼平RI0006S1A



RI0006P8A與RI0006P9A組裝方向正確(如圖示)



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A1

附件二



FST-0012-35((yN) X 3pcs



DU-RI-0008-16 REV A



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄